

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsk3A Fosforilada (S21) - P49840

Número de artículo: CM0000607



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GSK3 α fosforilada en Ser21 (humana) para WB, IP y ELISA. Ideal para el estudio de la vía de señalización Wnt, la resistencia a la insulina, la apoptosis y la enfermedad de Alzheimer. Reacción cruzada con especímenes humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GSK3 α -S21 fosforilada
Observaciones/Alias	GSK3 alfa; GSK3A; GSK3 α -S21 fosforilada
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2931
GeneID	2931
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región del residuo S21 de la GSK3 α humana (NP_063937.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P49840
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo