


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Gsk3B-S9 Para Wb, Elisa - P49841

Número de artículo: CM0001502



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad contra Fosfo-GSK3 β -S9 validado para WB y ELISA. Detecta GSK3 β fosforilada en Ser9 en humanos, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización Wnt, el metabolismo de la glucosa y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de ratón contra Fosfo-GSK3 β -S9
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Fosfo-GSK3 β -S9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2932
ID del Gen	2932
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la S9 de la GSK3 β humana
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49841
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo