


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Gys1 (S641) Para Wb, Elisa - P13807

Número de artículo: CM0001910



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige al GYS1 humano en el sitio de fosforilación S641. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para la investigación del metabolismo del glucógeno y la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-GYS1-S641 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSY; GYS; Fosfo-GYS1-S641
Especie	Humano
GeneID (humano)	2997
GeneID	2997
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S641 de la Sintasa de glucógeno 1 humana (GYS1) (P13807)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13807
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo