


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Gys1-S641 Para Wb, Elisa - P13807

Número de artículo: CM0001840



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a GYS1 fosforilado en Ser641, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la síntesis de glucógeno y la regulación metabólica. Se detecta una banda de ~84 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-GYS1-S641 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSY; GYS; Fosfo-GYS1-S641
Especie	Humano
GeneID (humano)	2997
GeneID	2997
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S641 de la Sintasa de glucógeno 1 humana (GYS1) (NP_002094.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13807
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo