


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Hdac2 (S394) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92769

Número de artículo: CM0001190



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra HDAC2 en Ser394, validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata, ideal para estudios de regulación epigenética y transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-HDAC2-S394
Observaciones/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; Fosfo-HDAC2-S394
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3066
ID del Gen	3066
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean a S394 de HDAC2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92769
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo