


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Número de artículo: CM0001682



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HDAC4 fosforilada (S246), HDAC5 (S259) y HDAC9 (S220). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Regulador de la cromatina y represor transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Observaciones/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Fosfo-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9759/10014/9734
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Peso Proteico	57-65 kDa/97-122 kDa
Envío	Bolsa de hielo