

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Histona H1.3-T17/Histona H1.4-T17 Para Wb, Elisa - P16402 / P10412

Número de artículo: CM0001370



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la T17 fosforilada de la histona H1.3 y H1.4. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la cromatina y estudios oncológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Histona H1.3-T17/Histona H1.4-T17 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Fosfo-Histona H1.3-T17/Histona H1.4-T17
Especie	Humano
GeneID	3007/3008
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16402 / P10412
Peso Proteico	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo