


Anti-Fosfo-Histona H2A-S129 Conejo Pab - P04911

Número de artículo: CM0000860



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Ser129 fosforilada de la Histona H2A, validado para IHC-P y ELISA con reactividad cruzada humano/rata. Útil para investigación de reparación del ADN, cromatina y código de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Histona H2A-S129 Conejo pAb
Observaciones/Alias	H2A1, SPT11, Fosfo-Histona H2A-S129
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H2A
GeneID	851811
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S129 de la Histona H2A de Saccharomyces cerevisiae (NP_010511.3?)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04911
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo