


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H2Ax-S139 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Número de artículo: CM0001445



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Histona H2AX-S139 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata; 15 kDa. Para análisis de vías de daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Fosfo-Histona H2AX-S139
Observaciones/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Fosfo-Histona H2AX-S139
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	H2A
ID del gen	3014
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16104
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo