


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Histona H3-S10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0000443



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la histona H3 fosforilada en Ser10, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, humano, ratón, rata. Componente central del nucleosoma; la fosforilación marca la condensación de la cromatina mitótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Histona H3-S10 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8350
ID de Gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S10 de la histona H3 humana (P68431).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo