


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Histona H3-S10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001830



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-Histona H3-S10 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para estudios de señalización mitótica e investigación del código de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Histona H3-S10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Fosfo-Histona H3-S10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	H3
ID de Gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S10 de la Histona H3 humana (NP_003484.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo