


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H3-S28 Para Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001278



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido contra la Histona H3 fosforilada en la Serina 28. Validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Histona H3-S28
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S28
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S28 de la Histona H3 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo