


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H3-T11 Para Wb - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001734



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Fosfo-Histona H3-T11 validado para WB, IF, IHC, ChIP y ELISA. Reconoce la histona H3 humana, de ratón y de rata fosforilada en Thr11, un marcador epigenético clave. Ideal para la investigación de la cromatina y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Histona H3-T11 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
Especie	Humano
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T11 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo