


## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fosfo-Histona H3-T45 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001924



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Fosfo-Histona H3-T45 validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Específico para humano, ratón, rata y presenta reactividad amplia predicha. Adecuado para estudios de modificación de histonas y biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Fosfo-Histona H3-T45 Rabbit pAb                                                                         |
| Observaciones/Alias | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-T45     |
| Especie             | Humano                                                                                                  |
| ID del Gen (Humano) | H3                                                                                                      |
| ID del Gen          | 8290/8350                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T45 de la Histona H3 humana (NP_003520.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)                                                      |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 15kDa                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                          |