


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H3.3 (Ser31) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84243

Número de artículo: CM0000586



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta la Histona H3.3 fosforilada en Ser31. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones, ratas y otras especies. Apoya la investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Histona H3.3-S31 mAb de conejo
Observaciones/Alias	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Fosfo-Histona H3.3-S31
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3021
ID del gen	3020
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S31 de la Histona H3.3 humana (P84243).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	P84243
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo