


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H3.3-T3 Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0001484



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta la treonina 3 fosforilada de la histona H3.3 (UniProt P84243), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación epigenética y estudios de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-fosfo-histona H3.3-T3
Observaciones/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Fosfo-histona H3.3-T3
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T3 de la histona H3 humana (P84243)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Predicción de amplio rango)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo