

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phospho-Hp1 Gamma/Cbx3-S83 Para Wb Y Elisa - Q13185

Número de artículo: CM0000416



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 validado para Western blot y ELISA. Detecta CBX3 fosforilado endógeno en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83
Especie	Humano
ID del gen	11335
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S83 de HP1 gamma/CBX3 humano (NP_009207.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13185
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo