


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Hsf1-S307 Para Wb, Elisa - Q00613

Número de artículo: CM0000729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a HSF1 en Ser307. Validado para WB y ELISA, reacciona con HSF1 humano. Ideal para estudiar la respuesta al choque térmico y las vías de señalización del estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-HSF1-S307
Observaciones/Alias	HSTF1; Fosfo-HSF1-S307
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3297
ID del Gen	3297
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S307 de HSF1 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q00613
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo