


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Hsl-S563 Para Wb, Elisa - Q05469

Número de artículo: CM0000785



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-HSL-S563 para WB y ELISA. Detecta HSL fosforilada (Ser563) en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudiar la lipólisis, la activación de la lipasa sensible a hormonas y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-HSL-S563 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S563
Especie	Humano
GeneID (humano)	3991
GeneID	3991
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S563 de HSL de rata (XP_006228456.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Colapso de SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo