


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Hsl-S660 - Q05469

Número de artículo: CM0000862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a HSL fosforilada en Ser660. Validado para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Detecta la lipasa sensible a hormonas implicada en el metabolismo de los lípidos y la homeostasis energética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-HSL-S660 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S660
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3991
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S660 de LIPE humano (NP_005348.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo