


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Hsl-S853 Para Wb - Q05469

Número de artículo: CM0000652



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a HSL fosforilada en la serina 853. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Esencial para estudiar la lipólisis y las vías de señalización metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-HSL-S853 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S853
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3991
GeneID	3991
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S853 de la HSL humana (Q05469).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo