


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Hsl (Ser660) Para Wb - Q05469

Número de artículo: CM0000814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-HSL (Ser660) validado para Western blot. Detecta la fosforilación de la lipasa sensible a hormonas en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo lipídico, obesidad y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3991
GeneID	3991
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintetizado derivado de HSL humana (Phospho-Ser660)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05469
Peso de la proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo