


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1 (S15) Para Wb, Ip, Elisa - P04792

Número de artículo: CM0001473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-HSP27/HSPB1 (S15) validado para WB, IP, ELISA. Reacciona con HSP27 humano. Ideal para la investigación de respuesta al estrés, chaperonas y, organización de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S15 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de S15 de HSP27/HSPB1 humano (NP_001531.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo