


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1-S78 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Número de artículo: CM0000501



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta HSPB1 humano fosforilado en Ser78. Ideal para investigación de respuesta al estrés, función chaperona y organización de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo