

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Receptor De Igf-I B (Tir1135/1136) / Receptor De Insulina B (Tir1150/1151) Para Wb Y Elisa - P06213/P08069

Número de artículo: CM0000430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta el Receptor de IGF-I β fosforilado (Tir1135/1136) y el Receptor de Insulina β (Tir1150/1151). Apto para Western blot y ELISA con muestras humanas. Herramienta para estudios de señalización de insulina/IGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-Receptor de IGF-I β (Tir1135/1136)/Receptor de Insulina β (Tir1150/1151)
Observaciones/Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Fosfo-Receptor de IGF-I β (Tir1135/1136)/Receptor de Insulina β (Tir1150/1151)
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3643/3480
GenelD	3643/3480
Immunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético correspondiente a la región del Receptor de IGF-I β (Tir1135/1136)/Receptor de Insulina β (Tir1150/1151) humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosfo-Específicos
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06213/P08069
Peso Molecular de la Proteína	156kDa
Envío	Bolsa de hielo