

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Igf1R (Y1280) Para Wb - P08069

Número de artículo: CM0001551



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la tirosina 1280 fosforilada de la IGF1R humana. Validado para Western blot, ideal para estudios de señalización por IGF1R en investigación sobre cáncer y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-IGF1R-Y1280 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1280
Especie	Humana
ID del gen	3480
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos alrededor de Y1280 de la IGF1R humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08069
Peso de la proteína	155kDa
Envío	Bolsa de hielo