

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikb α Fosforilada (Ser32) Para Wb, Elisa - P25963

Número de artículo: CM0001535



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Ikb α fosforilada (Ser32) validado para WB y ELISA. Reacciona con la Ikb α de humano, ratón y rata. Detecta la fosforilación en Ser32, un paso crítico para la activación de la vía de señalización de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Phospho-Ikb α -S32
Notas / Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-Ikb α -S32
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4792
GeneID	4792
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado que corresponde a la región del S32 de la IKB alfa humana (P25963).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25963
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo