

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ikba (Ser36) Para Wb Y Elisa - P25963

Número de artículo: CM0001259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra IkB α humano fosforilado en Ser36, para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el análisis de la vía de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-IkBa-S36
Observaciones/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Fosfo-IkBa-S36
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4792
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S36 de IkB α humano (NP_065390.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25963
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo