

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ikk α -S180 Para Wb, Elisa - O15111

Número de artículo: CM0001175



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para IKK α fosforilada en Ser180. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la vía de señalización NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-IKK α -S180 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alfa; Fosfo-IKK α -S180
Especie	Humano
GeneID	1147
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S180 de IKK α humana (NP_001269.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15111
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo