

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Para Wb, Elisa - P06213 / P08069

Número de artículo: CM0000440



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra INSR (Y1150) e IGF1R (Y1135) fosforilados, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en señalización de insulina, metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Observaciones/Alias	IGF1R/INSR; Fosfo-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3643/3480
GeneID	3643/3480
Immunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la Y1150 del IGF1R/INSR humano (NP_001073285.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06213/P08069
Peso Molecular de la Proteína	154kDa/155kDa/156kDa
Envío	Bolsa de hielo