


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Irak4 (Thr345/Ser346) Para Wb Y Elisa - Q9Nwz3

Número de artículo: CM0001321



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico dirigido a IRAK4 fosforilada en Thr345 y Ser346. Validado para transferencia Western y ELISA con muestras humanas. Ideal para investigación en inmunidad innata y señalización por TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-IRAK4-Thr345/Ser346 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51135
ID del gen	51135
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Thr345/Ser346 de la IRAK4 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ3
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo