

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Irf3-S396 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14653

Número de artículo: CM0001995



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-IRF3-S396 detecta IRF3 fosforilado en Ser396 en muestras humanas y de ratón. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar inmunidad innata, respuesta antiviral y vías de señalización de interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-IRF3-S396
Observaciones/Alias	IIAE7; Fosfo-IRF3-S396
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3661
ID del Gen	3661
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S396 de IRF3 humano (NP_001562.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo