

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Irf3 (Ser386) Para Wb, Elisa - Q14653

Número de artículo: CM0000573



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra fosfo-IRF3 (Ser386) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta el IRF3 humano fosforilado en Ser386, un regulador clave de las respuestas inmunitarias innatas antivirales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Fosfo-IRF3-S386 mAb de Conejo                                                |
| Observaciones/Alias | IIAE7; Fosfo-IRF3-S386                                                       |
| Especie             | Humano                                                                       |
| ID de Gen (Humano)  | 3661                                                                         |
| ID de Gen           | 3661                                                                         |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético fosforilado alrededor de S386 del IRF3 humano (Q14653). |
| Fuente              | Conejo                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                     |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                       |
| SWISS               | Q14653                                                                       |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                               |