

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fosfo-Irs1-S612 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Número de artículo: CM0000646



Introducción

El anticuerpo policlonico de conejo Phospho-IRS1-S612 detecta específicamente a IRS1 fosforilado en la serina 612. Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación de la señalización por insulina y la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb
Notas/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3667
GeneID	3667
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de S612 del IRS1 humano (NP_005535.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35568
Peso Molecular	132kDa
Envío	Bolsa de hielo