

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Irs1-S636 Para Wb - P35568

Número de artículo: CM0000490



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-IRS1-S636 validado para Western blot en humanos y ratones. Se dirige a IRS1, un adaptador central de la señalización de insulina; la fosforilación en la serina 636 modula la actividad de la vía. Adecuado para la investigación de diabetes y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-IRS1-S636 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S636
Especie	Humano
GeneID	3667
Inmunógeno	Un péptido específico fosforilado correspondiente a los residuos que rodean la S636 del IRS1 humano (Péptido sintético)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo