

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Jak2 (Y1007) Para Wb Y Elisa - O60674

Número de artículo: CM0001102



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce JAK2 fosforilado en la tirosina 1007, validado para WB y ELISA en humano y ratón. Adecuado para el estudio de la señalización JAK/STAT, vías de citoquinas y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-JAK2-Y1007 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JTK10; Fosfo-JAK2-Y1007
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de Y1007 del JAK2 humano (NP_004963.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60674
Peso de la proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo