

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Jak2-Y1007 - O60674

Número de artículo: CM0000991



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para JAK2 fosforilada en Tyr1007. Validado para Western blot (WB) y ELISA, reacciona con JAK2 humana y de ratón. Ideal para estudiar la señalización JAK-STAT, respuestas a citoquinas y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-JAK2-Y1007
Observaciones/Alias	JTK10; Fosfo-JAK2-Y1007
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1007 de JAK2 humana (NP_004963.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo