

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jak2 Fosforilado (Y1007/1008) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60674

Número de artículo: CM0001210



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para JAK2 fosforilado (Y1007/1008). Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización por citoquinas y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-JAK2 fosforilado Y1007/1008
Observaciones/Alias	JTK10; JAK2 fosforilado Y1007/1008
Especie	Humano
GeneID (humano)	3717
GeneID	3717
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético fosforilado que comprende la zona de los residuos Y1007 y Y1008 de la JAK2 humana (NP_004963.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60674
Peso de la proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo