

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983/P45984/P53779

Número de artículo: CM0001391



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico que reconoce JNK1/2/3 activadas (Thr183/Tyr185 y Thr221/Tyr223). Apto para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización por estrés y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 AcM de conejo
Notas/Alias	JNK1/2/3; SAPK; Fosfo-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5599/5601/5602
GenelD	5599/5601/5602
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso de la proteína	48 kDa/52 kDa
Envío	Bolsa de hielo