

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Jnk1/2/3 (T183/T183/T221) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Número de artículo: CM0001380



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico que reconoce JNK1/2/3 fosforilado en T183/T183/T221. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización mediada por estrés de JNK, apoptosis e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Observaciones/Alias	JNK1/JNK2/JNK3; Fosfo-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	5599/5601/5602
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T183 de JNK1 humano (P45983).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso Proteico	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Envío	Bolsa de hielo