


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-JunD (S255) Para Wb Y Elisa - P17535

Número de artículo: CM0001001



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-JunD (S255) validado para WB y ELISA. Detecta JunD fosforilado humano y de ratón. Ideal para la investigación de señalización AP-1. - P17535

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-JunD-S255
Observaciones/Alias	AP-1; Fosfo-JunD-S255
Especie	Humano
ID del Gen	3727
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S255 de JunD humano (P17535).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P17535
Peso de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo