


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-JunD-S255 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Número de artículo: CM0000464



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-JunD-S255 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta JunD humano y de rata fosforilado en S255 (~35 kDa), un factor de transcripción nuclear del complejo AP-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo (mAb) Fosfo-JunD-S255
Observaciones/Alias	AP-1; Fosfo-JunD-S255
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3727
GeneID	3727
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S255 de Fosfo-JunD-S255 humano (NP_005345.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P17535
Peso Proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de Hielo