


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Kap1/Trim28-S824 Para Wb, Elisa - Q13263

Número de artículo: CM0001256



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido contra TRIM28 humano (KAP-1) fosforilado en Ser-824 para WB y ELISA. Detecta TRIM28 humano y de ratón, un represor transcripcional y ligasa E3 involucrada en la regulación de la cromatina y la estabilidad genómica. Ideal para investigación en señalización y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-KAP1/TRIM28-S824
Observaciones/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Fosfo-KAP1/TRIM28-S824
Especie	Humano
ID del Gen	10155
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S824 de KAP1/TRIM28 humano (NP_005753.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13263
Peso Proteico	79kDa/89kDa
Envío	Bolsa de hielo