

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Kras-S89 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Número de artículo: CM0001852



Introducción

El pAb de conejo Phospho-KRAS-S89 detecta KRAS fosforilado en la serina 89. Validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación de señalización cancerígena y estudios de oncogenes. Abastecimiento integral desde CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-KRAS-S89
Observaciones/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3845
ID del gen	3845
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S89 del KRAS humano (NP_001356715.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01116
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo