

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Limk2-T505 Para Wb E If/Icc - P53671

Número de artículo: CM0001824



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico de alta especificidad contra LIMK2 en T505, validado para Western blot e inmunofluorescencia en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para la investigación de dinámica de actina y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-LIMK2-T505 Rabbit pAb
Notas/Alias	LIMK2; Phospho-LIMK2-T505
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3985
GeneID	3985
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfo-específico correspondiente a residuos alrededor de T505 de la LIMK2 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53671
Peso de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo