


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrp6 Fosforilado (S1490) Para Wb Y Elisa - O75581

Número de artículo: CM0001778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRP6 fosforilado en Ser1490, para aplicaciones de Western Blot (WB) y ELISA. LRP6 es un correceptor de Wnt implicado en la señalización de beta-catenina, fundamental para el desarrollo y la aparición de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-LRP6-S1490 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4040
ID del Gen	4040
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido fosforilado sintético correspondiente a la región del S1490 de la LRP6 humana (NP_002327.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75581
Peso de la Proteína	180 kDa
Envío	Bolsa de hielo