

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Lrrk2-S935 Para Wb Y Elisa - Q5S007

Número de artículo: CM0001970



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta LRRK2 fosforilado (Ser935) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Alta especificidad, validado con péptido fosfo sintético. Ideal para estudios de enfermedad de Parkinson y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-LRRK2-S935
Observaciones/Alias	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Fosfo-LRRK2-S935
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	120892
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S935 de LRRK2 humano (Q5S007)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5S007
Peso Molecular de la Proteína	286kDa
Envío	Bolsa de hielo