

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Map2K3-S189/Map2K6-S207 Para Wb, Elisa - P46734 / P52564

Número de artículo: CM0001288

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta MAP2K3 (S189) y MAP2K6 (S207) fosforiladas en humano, ratón y rata. Apto para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar cascadas de MAP quinasas activadas por estrés y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Observaciones/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Especie	Humano
GeneID (humano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Envío	Bolsa de hielo