


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Map2K4 (S257) Para Wb, Ihc-P - P45985

Número de artículo: CM0001357



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-MAP2K4 (S257) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta fosfo-MAP2K4 humano, de ratón y rata, una quinasa clave de JNK/p38 MAPK involucrada en la señalización del estrés y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-MAP2K4-S257
Observaciones/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6416
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S257 de MAP2K4 humano (NP_003001.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45985
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo