

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Map3K5 (S1033) Para Wb Y Elisa - Q99683

Número de artículo: CM0000958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para MAP3K5 (ASK1) fosforilado en Ser1033. Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Detecta la quinasa relacionada con el estrés involucrada en la apoptosis y la señalización de la MAP quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-MAP3K5-S1033
Observaciones/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-S1033
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4217
GeneID	4217
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1033 de MAP3K5 humano (NP_005914.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo